

Zimmer
MedizinSysteme



Soleoline
Sono

Zimmer



Soleo *Sono*

Soleo*line*, la Performance

Subtile combinaison de 40 années d'expérience et de haute technologie, Soleo*line* satisfait à toutes les exigences d'une physiothérapie moderne.

Compacte
Ergonomique
Performante

Avec son grand écran tactile couleur et sa carte mémoire SD, la gamme Soleo*line* offre un confort extrême d'utilisation afin de profiter pleinement des nombreuses applications détaillées de son guide thérapeutique.

Soleo*line* existe en 3 versions :
ultrasonothérapie, électrostimulation et thérapie combinée



Soleo*line*

Soleo **Sono**, l'ultrasonothérapie innovante

The screenshot shows the main control interface for the Soleo Sono device. At the top left, it displays 'US 01'. The interface is divided into several sections:

- Paramètres:** Shows a probe icon and a '5 cm²' area.
- Couplage:** A large '100%' display.
- Impulsion:** A square wave icon and '50 Hz / 1 : 2'.
- Intensité:** Displays '2.6 W' and '1.0 W/cm²' with a horizontal bar graph.
- Temps de traitement en min.:** Shows '08:00' with up and down arrow buttons.
- Profondeur d'effet:** Shows '40% 2,4MHz' and '60% 0,8MHz' with a vertical bar graph.
- On/Off:** A large play button.
- Mémoriser:** A floppy disk icon.
- Prêt:** A large 'Prêt' label at the bottom.

On the right side, there is a vertical menu with icons for: Favoris, Programmes, Indications, Mémoire, and Précédent.



Programmes spécifiques

Le **Sono** est livré avec une tête ergonomique multi-fréquences (0,8 et 2,4 MHz) de très haute qualité.

Les programmes pré-définis, mais modifiables, garantissent un accès simple et rapide aux thérapies.



Brevet SonoSwing

Zimmer innove et permet d'ajuster la profondeur d'action de l'effet désiré.

Ce réglage s'effectue pendant même le traitement pour encore plus de précisions et de meilleures thérapies.



Indications

Des conseils thérapeutiques détaillés sont accessibles pour les principales pathologies de l'appareil locomoteur.

Leur mémorisation individualisée sur carte SD est un atout supplémentaire du **Sono**.



Caractéristiques techniques

Version Ultrasonothérapie

Fréquences

Tête ultrason

Puissance maximale

Modes

Brevet Sono*Swing*

Couplage

Programmes

Paramétrage

Guide d'applications

Sono

0,8 MHz: action profonde / 2,4 MHz: action superficielle

1 prise pour 1 tête 5 cm², étanche multi fréquences

Tête 1 cm² (en option)

3 W/cm² pour la tête de 5 cm²

Continu et pulsé 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz

Impulsion : 1/2, 1/3, 1/5, 1/10

Sélection de la profondeur de l'effet

Visuel (2 couleurs) et sonore

9 programmes spécifiques

Tous les paramètres modifiables sont accessibles sur écran tactile

Plus de 50 indications thérapeutiques

Soleo*line*

Carte SD

Support d'accessoires

Dimensions

Pour toutes les versions

Carte SD 1 GB / 120 Places mémoires + 120 Places Favoris

2 supports livrés avec toutes les versions

Largeur 33 cm / Hauteur 13 cm / Profondeur 22cm / Poids 2 kg

Options / Accessoires

Guéridon Move

Electrodes

Télécommande

1 tiroir avec plateau en verre + 2ème étagère en verre

Electrodes auto-collantes Zimmer

Sans fil; à 2 canaux, Intensité et Start / Stop

Zimmer Elektromedizin France

24 avenue Joannès Masset

69009 Lyon

Tel: +33 4 78 83 55 36

Fax: +33 4 78 64 60 43

zimmer.cryo@wanadoo.fr

www.zimmermed.fr